

Pflegeanleitung

- Flusstaine zeichnen sich als robuste und unempfindliche Steine aus und sind somit als Waschbecken bestens geeignet. Bei ordnungsgemäÙem Schutz und Pflege des Naturproduktes wird es Ihnen langjähriç Freude bereiten.
- Da Natursteine offene Poren besitzen und das Eindringen von Feuchtigkeit, Schmutz und Reinigungsmitteln zu dauerhaften Schäden führen, sollten Sie folgende Hinweise beachten:



- **Damit Ihr Natursteinwaschtisch geschützt ist, ist eine Imprägnierung zwingend erforderlich.**

- Imprägnierungen ziehen durch die Steinoberfläche in das Material ein. Die offenen Poren und Kapillarwände des Steins werden mit der Flüssigkeit ausgekleidet, welche das Eindringen von Verschmutzungen reduziert und die Reinigung und Pflege des Waschtisches erleichtert.




Abbildung Naturstein

- **Imprägnierungen halten jedoch nicht ein Leben lang!**

Besonders bei der Nutzung in Feuchträumen oder bei direkter Wasser- und Reinigungsmiteleinwirkung werden sie nach und nach gelöst und aus dem Material gespült.

Deshalb sollte die Imprägnierung von Ihnen ein- bis zweimal im Jahr erneuert werden!

- Beachten Sie, dass nicht nur die Innenseite des Waschbeckens sondern auch die Außenseite zu schützen ist. Auch hier sollten Sie in regelmäßigen Abständen einen erneuten Schutzfilm auftragen, um einer Beschädigung des Natursteins vorzubeugen.
- Zur alltäglichen Pflege des Waschbeckens reicht es bei leichter bis normaler Verschmutzung aus einen weichen Schwamm und warmes Wasser ohne Zusätze zu verwenden. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir, pH-neutrale Reinigungsmittel (**wichtig: keine schichtbildenden Reinigungsmittel**) oder spezielle Reiniger für Natursteine.
- Verzichten Sie auf säure- oder chlorhaltige Reinigungsmittel, denn diese greifen den Naturstein an und zerstören somit unwiederbringlich dessen Struktur. Ebenso dürfen Sie hier kein Terpentin oder Benzin sowie keine Kali- oder Natronlauge verwenden.

Informieren Sie sich über eine geeignete Imprägnierung bei Ihrem Fachhändler

Sanitop-Wingenroth GmbH & Co. KG
Katzheide 21-25
D-48231 Warendorf

SANITOP®
WINGENROTH

Art.-Nr. 47493 1 Stand: 03/18