

Der **bocoll** Glas+Schmuck Spezialkleber verklebt dauerhaft und unlösbar alle u.g. Materialien und deren Kombinationen.

Materialien:

Glas, Kristall, Edelsteine, Perlen, Strass auch in Verbindung mit Metall, Edelmetall, Kunststoffe, Kunstleder sowie Porzellan, Marmor, Keramik, Steingut, Ton, Elfenbein, Terracotta und Emaille. Auch auf Holz, Pappe sowie feste Gewebestoffe. etc.

Eigenschaften:

bocoll Glas+Schmuck Spezialkleber läuft nicht, tropft nicht, zieht keine Fäden, ist säurefrei und schlägt nicht durch. Klebt schnell, sauber und härtet transparent aus. Er ist öl-, benzin-, heißwasser-, koch- und kältebeständig. Er ist spaltfüllend und daher auch zur Ausbesserung von Rissen und Fehlstellen geeignet. Überlackierbar.

Anwendung:

Zu verklebende Teile beidseitig dünn einstreichen und ca. 5 Minuten ablüften lassen. Danach nur eine Seite nochmals dünn bestreichen und fest andrücken. Trocknen lassen. Handfest in ca. 1 Std. Endfest in 24 Std.

Hinweis: Alle Werte und Empfehlungen der technischen Informationen beruhen auf kontrollierten Labortests und Praxiserfahrungen unter Ausschluß jedweder Garantie. Aufgrund von Schwankungen in Lagerung, Handhabung und Einsatz kann keinerlei Haftung für Einsatzergebnisse übernommen werden. Es werden grundsätzlich eigene Vorversuche empfohlen.

H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P261-Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden. P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P405-Unter Verschluss aufbewahren. P501-Inhalt/Behälter in gesicherter Weise der Entsorgung zuführen. EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. EUH208-Enthält Phthalsäureanhydrid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 2-Propanol Ethylacetat n-Butylacetat



Gefahr

Inhalt: 18 g

BOLDT & CO. OHG, Im Rosenacker 24
BOLDT D-42929 Wermelskirchen (DE)
TEL +49/2196/220-0, www.boldt-co.de

Bitte restentleeren



Art.Nr. 11101001

