

baufan® Holzkaltleim ist ein wasserverdünnbarer Kunstharz-Dispersionsklebstoff.

- ▲ milchtrüb, leicht fließend, lösungsmittelfrei
- ▲ klebestark, leichte Verarbeitung, schnell anziehend

Anwendungsbereich:

Universell einsetzbar als Holz- und Bastlerleim für Textilien, Leder, Papier und Pappe. Geeignet im Innen- und Außenbereich. Im Außenbereich nur ohne Aussetzung einer direkten Bewitterung.

Rohstoffbasis:

Vinylacetat-Dispersion, Wasser, Konservierungsmittel und Hilfsmittel

Untergrundvorbehandlung:

Alle zu verbindenden Teile müssen sauber, trennmittelfrei und passgenau sein.

Verarbeitung:

1. baufan® Holzkaltleim vor Gebrauch gut schütteln und ggf. temperieren.
2. Der Auftrag erfolgt mit der Spritzdüse direkt auf das zu verleimende Material. Bei Flächenverleimung mit Pinsel, Rolle oder Zahnpachtel einseitig auftragen.
3. Innerhalb der offenen Zeit die Teile unter Druck zusammenfügen. Überschüssigen Leim sofort mit einem Tuch entfernen.
4. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Wichtige Hinweise:

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig.

GISBAU-GISCODE für Verlegewerkstoffe: D1

Enthält Konservierungsmittel: Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone(3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Offenzeit:

ca. 15 Minuten

Verbrauch:

ab 110 g/m²



Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenetikett.

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080410. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 080410 (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080409 fallen) bzw. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 170901, 170902 und 170903 fallen) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

102404	12	x	250 g	Rüsselflasche
102428	12	x	500 g	Rüsselflasche
102442	6	x	1,0 kg	Rüsselflasche